


Fergus



Puntas de Shaver y Electrodos Monopolares

Puntas de Shaver

MODELOS DISPONIBLES



TOTAL BLADE

Shaver con doble hoja lisa.

La mejor opción para una máxima precisión de corte.

FULL BLADE

Shaver con hoja interior dentada y hoja externa lisa.

Proporciona el equilibrio perfecto entre precisión y potencia.

MASTER BLADE

Shaver con doble hoja dentada.

Permite una resección eficaz y agresiva gracias al diseño de la angulación de sus dientes.

CYL BURR

Fresa oval para una rápida resección de hueso y cartílago.

Su diseño proporciona una amplia superficie de contacto.

BALL BURR

Fresa esférica para una precisa resección ósea.

Óptima para las zonas de más difícil acceso.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo	Código	Descripción
Full Blade	FG-CN121445	Punta de shaver con hoja interior dentada. Ø 4,5 mm, con acople tipo 01
	FG-CN121455	Punta de shaver con hoja interior dentada. Ø 5,5 mm, con acople tipo 01
Master Blade	FG-CN121145	Punta de shaver con doble hoja dentada. Ø 4,5 mm, con acople tipo 01
Total Blade	FG-CN121245	Punta de shaver con doble hoja lisa. Ø 4,5 mm, con acople tipo 01
	FG-CN121255	Punta de shaver con doble hoja lisa. Ø 5,5 mm, con acople tipo 01
Cyl Burr	FG-CN121340	Punta de shaver con fresa oval. Ø 4,0 mm, con acople tipo 01
Ball Burr	FG-CN121540	Punta de shaver con fresa redonda. Ø 4,0 mm, con acople tipo 01

Electrodos Monopolares

MODELOS DISPONIBLES



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo	Código	Descripción
FlatGrid	FG-CN102390	Electrodo para ablación monopolar con punta grillada inclinada 90°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102345	Electrodo para ablación monopolar con punta grillada inclinada 45°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102330	Electrodo para ablación monopolar con punta grillada inclinada 30°, Ø 2,5 mm
ProCurved	FG-CN102245	Electrodo para ablación monopolar con punta convexa inclinada 45°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102200	Electrodo para ablación monopolar con punta convexa inclinada 0°, Ø 2,5 mm
InCurved	FG-CN102090	Electrodo para ablación monopolar con punta cóncava inclinada 90°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102045	Electrodo para ablación monopolar con punta cóncava inclinada 45°, Ø 2,5 mm



SPORTS MEDICINE
RESECCIÓN Y ABLACIÓN PARA
PROCEDIMIENTOS ARTROSCÓPICOS