

Fergus



TapeFit Max, CordFit & TapeFit

FAMILIA DE SUTURAS PARA FIJACIONES
DE TEJIDO BLANDO

TapeFit 1,5 mm

Sutura multifilamento de ultra alta resistencia con un diseño tipo cinta destinado a aumentar la superficie de apoyo y mejorar la distribución de fuerzas en contacto con el tejido.

- Disponible en azul
- 100% UHMWPE

- **Resistente**
Su morfología permite ejercer mayor tracción sin dañar el tejido
- **Versátil**
Permite realizar reparaciones sin nudos, adecuándose a distintas anatomías
- **Ideal para uso con ancla QuickFit PK**

TapeFit Max 2 mm

Cuenta con una geometría mixta, tipo cinta 2 mm en el centro y tipo cuerda #5 en los extremos.

- Disponible en blanco/azul
- UHMWPE + polipropileno

- **Más superficie**
Cinta de 2 mm de ancho para reparaciones sin nudo
- **Fácil de manipular**
Posee extremos de sutura #5 que simplifican su pasaje a través de tejido e instrumental



CordFit

CordFit es una sutura multifilamento de ultra alta resistencia tipo cuerda. Su tecnología distintiva de trenzado otorga una gran resistencia a la tracción y garantiza un excelente desempeño biomecánico en fijaciones de tejido blando durante cirugías ortopédicas mínimamente invasivas.


- Disponible en azul y blanco/azul
- 100% UHMWPE

CordFit #2

- **Nudos fuertes y de bajo perfil**
Su trenzado sin núcleo posibilita nudos colapsables de baja altura aportando ventajas al proceso de cicatrización en la reparación
- **Textura mejorada**
Genera baja abrasión del tejido y facilita el deslizamiento del nudo

CordFit #2-0

- **Menor diámetro, textura mejorada**
Permite reparaciones seguras en tejidos blandos como el menisco, con una baja abrasión del tejido
- **Diseño de alto contraste**
Disponible en colores de alto contraste con el tejido para facilitar la identificación en visión artroscópica y durante cirugías mínimamente invasivas



CordFit #2

Fabricadas con polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) de gran resistencia para brindar seguridad en las reparaciones de tejido blando.



BRO-0005 (03) / SEP-2025

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-SU011120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud
FG-SU010120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, blanca-azul, de 38" (96 cm) de longitud
FG-SU010102	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, blanca-azul, de 38" (96 cm) de longitud
FG-SU011102	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo cinta, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud
FG-SU510120	Sutura TapeFit Max, de 2 mm de UHMWPE y PP, blanca-azul, de 30" (76 cm) de longitud

Indicación de uso: Las suturas marca Fergus están indicadas para aplicaciones de aproximación y/o unión de tejido blando, y pueden emplearse como componentes en intervenciones que incluyan reparación con tejidos de aloinjertos o autoinjertos, en cirugías artroscópicas, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas. En Ecuador REGISTRO SANITARIO No. 16409-DME-0424