


Fergus



## **Puntas de Shaver y Electrodos Monopolares**

---

# Puntas de Shaver

## MODELOS DISPONIBLES



### TOTAL BLADE

Shaver con doble hoja lisa.

La mejor opción para una máxima precisión de corte.

### FULL BLADE

Shaver con hoja interior dentada y hoja externa lisa.

Proporciona el equilibrio perfecto entre precisión y potencia.

### MASTER BLADE

Shaver con doble hoja dentada.

Permite una resección eficaz y agresiva gracias al diseño de la angulación de sus dientes.

### CYL BURR

Fresa oval para una rápida resección de hueso y cartílago.

Su diseño proporciona una amplia superficie de contacto.

### BALL BURR

Fresa esférica para una precisa resección ósea.

Óptima para las zonas de más difícil acceso.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo	Código	Descripción
Full Blade	FG-CN121445	Punta de shaver con hoja interior dentada. Ø 4,5 mm, con acople tipo 01
	FG-CN121455	Punta de shaver con hoja interior dentada. Ø 5,5 mm, con acople tipo 01
Master Blade	FG-CN121145	Punta de shaver con doble hoja dentada. Ø 4,5 mm, con acople tipo 01
Total Blade	FG-CN121245	Punta de shaver con doble hoja lisa. Ø 4,5 mm, con acople tipo 01
	FG-CN121255	Punta de shaver con doble hoja lisa. Ø 5,5 mm, con acople tipo 01
Cyl Burr	FG-CN121340	Punta de shaver con fresa oval. Ø 4,0 mm, con acople tipo 01
Ball Burr	FG-CN121540	Punta de shaver con fresa redonda. Ø 4,0 mm, con acople tipo 01

# Electrodos Monopolares

## MODELOS DISPONIBLES



## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo	Código	Descripción
FlatGrid	FG-CN102390	Electrodo para ablación monopolar con punta grillada inclinada 90°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102345	Electrodo para ablación monopolar con punta grillada inclinada 45°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102330	Electrodo para ablación monopolar con punta grillada inclinada 30°, Ø 2,5 mm
ProCurved	FG-CN102245	Electrodo para ablación monopolar con punta convexa inclinada 45°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102200	Electrodo para ablación monopolar con punta convexa inclinada 0°, Ø 2,5 mm
InCurved	FG-CN102090	Electrodo para ablación monopolar con punta cóncava inclinada 90°, Ø 2,5 mm
	FG-CN102045	Electrodo para ablación monopolar con punta cóncava inclinada 45°, Ø 2,5 mm



**SPORTS MEDICINE**  
RESECCIÓN Y ABLACIÓN PARA  
PROCEDIMIENTOS ARTROSCÓPICOS