

Fergus



SelfPass

CONTROL Y SIMPLICIDAD
EN EL PASAJE DE SUTURAS

SelfPass

SelfPass ofrece un pasaje de suturas rápido y seguro. Su punta de agarre dentada y profundidad de mordida permiten una firme sujeción del tejido, junto a un paso fluido y eficiente de la sutura, cargada frontalmente.

EFICIENCIA EN UN SOLO PASO

Pasaje y recuperación de la sutura precargada en una maniobra



BAJO PERFIL

Su vástago permite atravesar cánulas de 6 mm de diámetro

COMPATIBILIDAD CON SUTURAS FERGUS

TapeFit Max y CordFit



ERGONOMÍA OPTIMIZADA

Maniobrabilidad controlada gracias a su mecanismo de accionamiento y morfología de agarre

SUJECIÓN SEGURA

Gracias a su diseño dentado y profundidad de mordida de 22 mm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-IN096000	Pinza SelfPass
FG-CN200901	Aguja para pinza SelfPass